

APLW 057

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru hvězdice s aretací, Ø 6, délka 275 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm

EAN: 4002516116233 / Číslo materiálu: 11105170 / Číslo starého materiálu: 69305700D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	75
Vnější rozměr, šířka netto v mm	75
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	287
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,09