

APLW 060

Injektorová tryska

s plastovou opěrou a fixací mytého materiálu s aretací, Ø 6, délka 275 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměrné baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Číslo materiálu: 11105200 / Číslo starého materiálu: 69306000D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	95
Vnější rozměr, šířka netto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	287
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,12