

APLW 062

Injektorová tryska

s plastovou opěrou a držákem hrdla láhve, ve tvaru hvězdice, Ø 6, délka 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Číslo materiálu: 11105220 / Číslo starého materiálu: 69306200D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm
- S aretací

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	76
Vnější rozměr, šířka netto v mm	76
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	145
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,07