

APLW 063

Injektorová tryska

s plastovou opěrou a držákem hrdla láhve, ve tvaru hvězdice, Ø 6, délka 175 mm.

EAN: 4002516116295 / Číslo materiálu: 11105230 / Číslo starého materiálu: 69306300D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm
- S aretací

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Produktové zařazení</b>                            |              |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | •            |
| <b>Zařazení přístroje</b>                             |              |
| PLW 6011  | •            |
| PLW 6111  | •            |
| <b>Produktová kategorie</b>                           |              |
| Injektorová tryska                                    | •            |
| <b>Produktové vlastnosti</b>                          |              |
| Materiál  | Nerez, Plast |
| Barva   | Modrá, Nerez |
| <b>Oblasti použití</b>                                |              |
| Příprava laboratorního skla                           | •            |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                             |              |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                       | 76           |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                       | 76           |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                     | 186          |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                      | 55           |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                      | 100          |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                    | 300          |
| Hmotnost netto v kg                                   | 0,04         |
| Hmotnost brutto v kg                                  | 0,10         |