

APLW 067
 Injektorová tryska
 s držákem Ø 6, délka 225 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm

EAN: 4002516116332 / Číslo materiálu: 11105270 / Číslo starého materiálu: 69306700D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Nerez
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	70
Vnější rozměr, šířka netto v mm	70
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	235
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,08
Hmotnost brutto v kg	0,09