

APLW 069

Injektorová tryska

s podpěrou z nerezové oceli, Ø 8, délka 255 mm.

EAN: 4002516116356 / Číslo materiálu: 11105290 / Číslo starého materiálu: 69306900D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Opěrná plocha na špičce trysky, Ø 17 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	87
Vnější rozměr, šířka netto v mm	87
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	263
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	0,08
Hmotnost brutto v kg	0,09