

APLW 070

Injektorová tryska

s podpěrou z nerezové oceli, Ø 8, délka 320 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Opěrná plocha na špičce trysky, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Číslo materiálu: 11105300 / Číslo starého materiálu: 69307000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	87
Vnější rozměr, šířka netto v mm	87
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	330
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Hmotnost netto v kg	0,10
Hmotnost brutto v kg	0,19