

APLW 071

Injektorová tryska

s držákem pro odměř. válce do Ø 105 mm a injektorové trysky Ø 8, délka 320 mm.

EAN: 4002516116370 / Číslo materiálu: 11105310 / Číslo starého materiálu: 69307100D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Opěrná plocha na špičce trysky, Ø 17 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	120
Vnější rozměr, šířka netto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	330
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	165
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	0,24
Hmotnost brutto v kg	0,38