

APLW 072

Zaslepovací šroub

pro uzavření injektorových míst na mycích koších.



EAN: 4002516116387 / Číslo materiálu: 11105320 / Číslo starého materiálu: 69307200D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Ostatní příslušenství	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	10
Vnější rozměr, šířka netto v mm	10
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	15
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,00