

APLW 074

Podložka

ve tvaru kuželu Ø 15 mm, pro injektorové trysky Ø 2,5 mm.

EAN: 4002516116400 / Číslo materiálu: 11105340 / Číslo starého materiálu: 69307400D



<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
Ostatní příslušenství	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Plast
Barva	Modrá
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	15
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	21
Hmotnost netto v kg	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,01