

APLW 075

Tryskový uzávěr

Ø 4 mm, pro injektorové trysky Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116516 / Číslo materiálu: 11105350 / Číslo starého materiálu: 69307500D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Modrá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	3
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	7
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,00