

APLW 080

Držák

pro injektorové trysky, výška 140 mm.



EAN: 4002516116561 / Číslo materiálu: 11105400 / Číslo starého materiálu: 69308000D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Držák	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Nerez
Barva	Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	70
Vnější rozměr, šířka netto v mm	70
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	140
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,06
Hmotnost brutto v kg	0,12