

APLW 080

Držák

pro injektorové trysky, výška 140 mm.



EAN: 4002516116561 / Číslo materiálu: 11105400 / Číslo starého materiálu: 69308000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Držák	•
Ostatní příslušenství	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Nerez
Barva	Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	70
Vnější rozměr, šířka netto v mm	70
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	140
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,06
Hmotnost brutto v kg	0,12