

APLW 082

Fixace mytého materiálu
pro injektorové trysky, výška 200 mm.



Image
in progress

EAN: 4002516116585 / Číslo materiálu: 11105420 / Číslo starého materiálu: 69308200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	87
Vnější rozměr, šířka netto v mm	87
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	225
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	350
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,03