


APLW 083

Fixace mytého materiálu
pro injektorové trysky, výška 130 mm.



EAN: 4002516116592 / Číslo materiálu: 11105430 / Číslo starého materiálu: 69308300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	50
Vnější rozměr, šířka netto v mm	50
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	133
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,03