

APLW 085

Držák hrdla láhve

Ø 33 mm, pro injektorové trysky Ø 6 mm.



**Image**  
in progress

EAN: 4002516116615 / Číslo materiálu: 11105450 / Číslo starého materiálu: 69308500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Ostatní příslušenství	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Plast
Barva	Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	25
Vnější rozměr, šířka netto v mm	25
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	42
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02