

APLW 086

Držák hrdla láhve

Ø 45 mm, pro injektorové trysky Ø 6 mm.



Image
in progress

EAN: 4002516116646 / Číslo materiálu: 11105460 / Číslo starého materiálu: 69308600D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	33
Vnější rozměr, šířka netto v mm	33
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	70
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,05