

APLW 087

Podložka

z nerezové oceli, ve tvaru hvězdice Ø 87 mm, pro injektorové trysky Ø 8 mm

EAN: 4002516116653 / Číslo materiálu: 11105470 / Číslo starého materiálu: 69308700D



Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	64
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	64
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02