

APLW 088

Držák

pro odměřovací válce do Ø 105 mm a injektorové trysky Ø 8.



EAN: 4002516116660 / Číslo materiálu: 11105480 / Číslo starého materiálu: 69308800D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Držák	•
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	12
Vnější rozměr, šířka netto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	300
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Hmotnost netto v kg	0,14
Hmotnost brutto v kg	0,23