

APLW 090

Uložení

pro pipety s maximálním průměrem 14 mm a minimálním průměrem 4 mm.



EAN: 4002516116684 / Číslo materiálu: 11105500 / Číslo starého materiálu: 69309000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Uložení	•
Ostatní příslušenství	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Plast
Barva	Šedá, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	20
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	20
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,00