

APLW 092

Zaslepovací zátka

pro uzavření nepoužívaných otvorů na mycích koších.



EAN: 4002516116714 / Číslo materiálu: 11105520 / Číslo starého materiálu: 69309200D

|   |       |
|---|-------|
| <b>Produktové zařazení</b>                            |       |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | •     |
| <b>Zařazení přístroje</b>                             |       |
| PLW 6011  | •     |
| PLW 6111  | •     |
| <b>Produktová kategorie</b>                           |       |
| Ostatní příslušenství                                 | •     |
| <b>Vlastnosti produktu</b>                            |       |
| Materiál  | Plast |
| Barva   | Černá |
| <b>Oblasti použití</b>                                |       |
| Příprava laboratorního skla                           | •     |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                             |       |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                       | 12    |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                       | 12    |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                     | 15    |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                      | 12    |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                      | 80    |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                    | 120   |
| Hmotnost netto v kg                                   | 0,00  |
| Hmotnost brutto v kg                                  | 0,00  |