

APLW 093
Mycí pouzdro
s uzávěrem pro pipety maximálně Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Číslo materiálu: 11105530 / Číslo starého materiálu: 69309300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Uložení	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Silikon
Barva	Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	25
Vnější rozměr, šířka netto v mm	25
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	118
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,05