

A 840/1

Injektorová tryska

s plastovými opěrkami, průměr trysek 6, délka 130 mm, 5 kusů.



- Vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- Součást systému EasyLoad
- 5 trysek v balení
- Ideální pro mytí materiál s šířkou otvoru 12–85 mm
- Průměr uzávěru nahoře: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Číslo materiálu: 11112600 / Číslo starého materiálu: 69684001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	130
Vnější rozměr, šířka netto v mm	92
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	86
Vnější rozměr, výška brutto v mm	107
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	130
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	195
Hmotnost netto v kg	0,13
Hmotnost brutto v kg	0,24