

A 841/1

Injektorová tryska

s plastovými opěrkami, průměr trysek 6, délka 210 mm, 5 kusů



- Vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- ideální pro mytí materiál s šířkou otvoru 12–85 mm
- průměr uzávěru nahoře: 11 mm
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516188810 / Číslo materiálu: 11113130 / Číslo starého materiálu: 69684101D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	210
Vnější rozměr, šířka netto v mm	92
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	86
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Hmotnost netto v kg	0,17
Hmotnost brutto v kg	0,27