

A 844/1

Injektorová tryska

s plastovými opěrkami, průměr trysek 2,5, délka 80 mm, 5 kusů.



- Vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- Součást systému EasyLoad
- 5 trysek v balení

EAN: 4002516188919 / Číslo materiálu: 11115470 / Číslo starého materiálu: 69684401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	60
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	55
Vnější rozměr, výška brutto v mm	85
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,11