

A 845/3

Injektorová tryska

s plastovými opěrkami, průměr trysek 2,5, délka 125 mm, 20 kusů.



- Vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- Ideální pro myté předměty s šířkou otvoru 6–55 mm
- Průměr krytky v horní části: 5 mm
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516188957 / Číslo materiálu: 11116140 / Číslo starého materiálu: 69684503D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Laboratorní myčky SlimLine	•
Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů	•
Velkokapacitní laboratorní myčky pro průmyslové čištění dílů	•
Laboratorní myčky SlimLine pro průmyslové čištění dílů	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	125
Vnější rozměr, šířka netto v mm	60
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	55
Vnější rozměr, výška brutto v mm	85
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	0,24
Hmotnost brutto v kg	0,32