

A 300/3

Injektorový modul

pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 8 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 4 tryskami A 840 a 4 tryskami A 841
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky

EAN: 4002516188964 / Číslo materiálu: 11116900 / Číslo starého materiálu: 69630003D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	8
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	228
Vnější rozměr, šířka netto v mm	208
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	1,47
Hmotnost brutto v kg	1,91
Součásti balení	
A 840, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 130 mm [počet]	4
A 841, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 210 mm [počet]	4