


A 14/1

Víko

pro upevnění choulolistivých mytých předmětů.



- víko z nerezové oceli
- vyražené otvory 8 x 8 mm, přepážky 3 mm
- pokrývá polovinu nástavce AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Číslo materiálu: 11131560 / Číslo starého materiálu: 69746003D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	19
Vnější rozměr, šířka netto v mm	207
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	224
Vnější rozměr, výška brutto v mm	65
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,20
Hmotnost brutto v kg	0,35