

AK 12/1  
Nástavec  
pro uložení různých pomůcek.



- vhodné např. pro kádinky, nálevky a odsávačky mateřského mléka
- s flexibilními rukojeťmi

EAN: 4002516343714 / Číslo materiálu: 11131690 / Číslo starého materiálu: 69501204D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Nástavec/modul pro širokohrdlé sklo	•
Jiný nástavec	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	122
Vnější rozměr, šířka netto v mm	224
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	434
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,65
Hmotnost brutto v kg	1,07