

GP TDC 141 L
TwinDos Care
čisticí prostředek pro dávkovací systém TwinDos

EAN: 4002516200086 / Číslo materiálu: 11171430 / Číslo starého materiálu: 11997165EU2



- K vyplachování dávkovacích vedení TwinDos
- Používá se před výměnou produktu.
- Používá se před delší dobou nečinnosti (min. 2 měsíce).
- Zajišťuje optimální funkčnost automatického systému dávkování.
- Pro cca 5 cyklů
- pro pračky a pračky se sušičkou Miele se systémem TwinDos