

TT 86

Přepavní vozík

pro nakládání a vykládání mycích a dezinf. automatů i laboratorních myček.



- Vybaveno 4 kolečky, zajistitelná
- Jednoduchá a příjemná manipulace pomocí ergonomické tyče rukojeti
- Vybaveno odnímatelnou záchytnou vanou
- Lze nastavit různé výšky
- Vhodné k čištění v myčkách kontejnerových vozíků

EAN: 4002516147725 / Číslo materiálu: 11178960 / Číslo starého materiálu: 69200115D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	911
Vnější rozměr, šířka netto v mm	693
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	990
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1130
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	22,20
Hmotnost brutto v kg	41,00