

GP CL MCX 0101 P

Čistící prostředek na rozv. mléka 100 ks  
pro hygienickou čistotu rozvodů mléka v kávovarech.

EAN: 4002516195429 / Číslo materiálu: 11201280 / Číslo starého materiálu: 29996908EU2



- Nejefektivnější čištění, které zároveň šetří materiál
- Jednoduché dávkování díky předdávkovému balení
- Beze zbytku odstraní mléčnou bílkovinu a tuky.
- Vyladěné složení – speciální receptura Miele
- Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost