

GP DC 001 C  
Odvápňovací kartuše  
k automatickému odvápnění kávovarů Miele

EAN: 4002516188612 / Číslo materiálu: 11202430 / Číslo starého materiálu: 29996922EU2



- Důkladné odstranění nánosů a vápenatých usazenin
- Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
- Zcela bez nutnosti manuálního zásahu
- Bez zbytků chemických látek po odvápnění
- Jedno balení vydrží cca 1 rok
- Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost