

A 850
Přidrzná mřížka
pro injektorový modul A 620.



- Rozdělení: 2 × 5 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 620
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516200703 / Číslo materiálu: 11236630 / Číslo starého materiálu: 69685000D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	10
Šířka přihrádek v mm	114
Délka přihrádek v mm	110
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	147
Vnější rozměr, šířka netto v mm	244
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	578
Vnější rozměr, výška brutto v mm	135
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	285
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	585
Hmotnost netto v kg	0,55
Hmotnost brutto v kg	0,95