

A 851  
Přídržná mřížka  
pro injektorový modul A 621.



- Rozdělení: 3 × 7 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 621
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516201915 / Číslo materiálu: 11236640 / Číslo starého materiálu: 69685100D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	21
Šířka přihrádek v mm	74
Délka přihrádek v mm	77
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	119
Vnější rozměr, šířka netto v mm	243
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	580
Vnější rozměr, výška brutto v mm	135
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	285
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	586
Hmotnost netto v kg	0,67
Hmotnost brutto v kg	1,07