

A 852  
Přidrzná mřížka  
pro injektorový modul A 622.



- Rozdělení: 4 × 9 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 622
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516201922 / Číslo materiálu: 11236650 / Číslo starého materiálu: 69685200D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec/jiný modul	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá, Černá
Počet přihrádek	36
Šířka přihrádek v mm	59
Délka přihrádek v mm	58
Součást systému EasyLoad	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	76
Vnější rozměr, šířka netto v mm	256
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	562
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	330
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	680
Hmotnost netto v kg	0,61
Hmotnost brutto v kg	1,00