

E 319/4

Ploché síto

pro optimální ochranu před znečištěním etiketami nebo skleněnými střepy.



- Ploché síto na hrubé nečistoty
- Zabraňuje znečištění etiketami z laboratorního skla
- Zabraňuje znečištění střepy a úlomky skla

EAN: 4002516207429 / Číslo materiálu: 11237950 / Číslo starého materiálu: 69531905D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	57
Vnější rozměr, šířka netto v mm	455
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	513
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	525
Hmotnost netto v kg	2,37
Hmotnost brutto v kg	2,98