

A 12/2

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši
- pokrývá polovinu plochy plnění koše
- nepoužívá se v PG 8536

EAN: 4002516237068 / Číslo materiálu: 11238030 / Číslo starého materiálu: 69501205D

| Produktové zařazení | |
|---|-------|
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktová kategorie | |
| Podložka | • |
| Podložný rám | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 237 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 448 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 14 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 65 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 255 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 475 |
| Hmotnost netto v kg | 0,39 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,57 |