

A 12/2

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši
- pokrývá polovinu plochy plnění koše
- nepoužívá se v PG 8536

EAN: 4002516237068 / Číslo materiálu: 11238030 / Číslo starého materiálu: 69501205D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Podložka	•
Podložný rám	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	237
Vnější rozměr, šířka netto v mm	448
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	14
Vnější rozměr, výška brutto v mm	65
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	255
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	475
Hmotnost netto v kg	0,39
Hmotnost brutto v kg	0,57