


A 11/2

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002516340119 / Číslo materiálu: 11239130 / Číslo starého materiálu: 69501103D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Podložka	•
Podložný rám	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	476
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	443
Vnější rozměr, výška brutto v mm	70
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	505
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	430
Hmotnost netto v kg	0,71
Hmotnost brutto v kg	1,08