

LDTT 86

Záchytná láhev

s přídržnou mřížkou ke shromažďování odkapávajících tekutin TT 86.



Image
in progress

- Umístění pod záchytnou vanou

EAN: 4002516271864 / Číslo materiálu: 11293740 / Číslo starého materiálu: 69200120D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	121
Vnější rozměr, šířka netto v mm	130
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	147
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	190
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	295
Hmotnost netto v kg	0,41
Hmotnost brutto v kg	0,56