

A 320

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Číslo materiálu: 11295510 / Číslo starého materiálu: 69632000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Podložný rám	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	10
Vnější rozměr, šířka netto v mm	237
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	536
Vnější rozměr, výška brutto v mm	60
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	0,47
Hmotnost brutto v kg	0,63