


A 321  
Nástavec  
pro uložení různých pomůcek.



- vhodné např. pro kádinky, nálevky a odsávačky mateřského mléka
- s flexibilními rukojetmi

EAN: 4002516237099 / Číslo materiálu: 11309380 / Číslo starého materiálu: 69632100D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Nástavec/modul pro širokohrdlé sklo	•
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	81
Vnější rozměr, šířka netto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	545
Vnější rozměr, výška brutto v mm	90
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	255
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	585
Hmotnost netto v kg	0,76
Hmotnost brutto v kg	0,99