

APST 003

Hliníkový podnos

pro uložení instrumentů nebo pórovitých předmětů, malé.



- Děrované, pro optimální propustnost páry
- Vysoká stabilita při nízké hmotnosti
- Vhodné pro PST 1710 a PST 1720

EAN: 4002516297055 / Číslo materiálu: 11377310 / Číslo starého materiálu: 68900003D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PST 1710	•
PST 1720	•
Produktová kategorie	
Tácy_podnosy	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Aluminium
Barva	Stříbrná
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	287
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	186
Vnější rozměr, výška brutto v mm	35
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,18
Hmotnost brutto v kg	0,24