

APST 004

Hliníkový podnos

pro uložení instrumentů nebo pórovitých předmětů, velké.



- Děrované, pro optimální propustnost páry
- Vysoká stabilita při nízké hmotnosti
- Vhodné pro PST 2210 a PST 2220

EAN: 4002516299448 / Číslo materiálu: 11377330 / Číslo starého materiálu: 68900004D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktová kategorie	
Tácy_podnosy	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Aluminium
Barva	Stříbrná
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	40
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	0,23
Hmotnost brutto v kg	0,34