

APST 005
Držák sít/táců
pro bezpečný odběr hliníkových podnosů.



- Plastová rukojeť

EAN: 4002516298199 / Číslo materiálu: 11377340 / Číslo starého materiálu: 68900005D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	186
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	379
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,04
Hmotnost brutto v kg	0,05