

APST 006
Těsnění dvířek
pro utěsnění tlakové komory.



- Potřebná výměna po 800 sterilizačních cyklech

EAN: 4002516298205 / Číslo materiálu: 11377350 / Číslo starého materiálu: 68900006D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktová kategorie	
těsnění	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	25
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	400
Hmotnost netto v kg	0,11
Hmotnost brutto v kg	0,12