

APST 007

Jemný filtr

pro filtrování bakteriologických kontaminantů z okolního vzduchu.



- Snadno vyměnitelné na přední straně sterilizátorů
- Potřebná výměna po 400 sterilizačních cyklech

EAN: 4002516298311 / Číslo materiálu: 11377360 / Číslo starého materiálu: 68900007D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktová kategorie	
Filtry	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	95
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,04