

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

vodní filtr s aktivním uhlím pro modely MasterCool F 2xx2 a KF 2xx2.

EAN: 4002516307846 / Číslo materiálu: 11480330 / Číslo starého materiálu: 38996095EU1



- pro výrazně lepší kvalitu vody
- dopřejte si čistou vodu a kostky ledu s neutrální chutí
- filtruje z kohoutkové vody nečistoty a pachové látky
- pro zachování výkonnosti filtr každých 6 měsíců vyměňujte