

## PR 900

Vestavná protokolovací tiskárna  
pro tisk procesních protokolů.



- Termotiskárna s šířkou papíru 60 mm
- U přístrojů se 2 dvířky možná integrace na straně vykládání

EAN: 4002516362081 / Číslo materiálu: 11491220 / Číslo starého materiálu: 69247004D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Barva	Černá
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	950
Vnější rozměr, šířka netto v mm	77
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	69
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1000
Hmotnost netto v kg	2,87
Hmotnost brutto v kg	3,59